

Support métallique pour maintenir correctement le collecteur modulaire Biofloor 9100.

2 chevilles et 2 vis sont inclus par support.

Le nombre de support de fixation dépend du nombre de circuits du collecteur.

Ex: Si on ajoute un kit d'extension 3 circuits à un collecteur 2 circuits, un support de fixation supplémentaire sera nécessaire.

- Collecteur 2 circuits : 1 support de fixation
- Collecteur 3 à 9 circuits : 2 supports de fixation
- Collecteur 9 à 14 circuits : 3 supports de fixation



Description	Support de fixation
Order Code	C322021001
Modèle	<u>Support de fixation</u>

Classification données générales

Code C322021001

Trouvez de plus amples informations en ligne:

[Installation and operating instruction Biofloor 9100 \(English\)](#)

[Brochure Collecteur Biofloor 9100](#)

[Animation Biofloor 9100 \(English\)](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
(Parkview building A 3rd floor)
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400
E fr.info@aalberts-hfc.com
I comap.aalberts-hfc.com/fr