

**DOMESTIQUE RÉSIDENTIEL
& COLLECTIF TERTIAIRE
NEUF ET RÉNOVATION**



PRÉPARATEURS ECS INDÉPENDANTS

PRÉPARATEURS À ASSOCIER À UNE CHAUDIÈRE MURALE

EASYLIFE



BMR 80



C



BMR 80 et SRB 130 de 80 ou 130 l

Préparateurs d'eau chaude sanitaire à hautes performances:

- BMR 80: mural, à juxtaposer à une chaudière
- SRB 130: posé au sol sous chaudière
- Cuve et échangeur serpentin incorporé en acier protégés par une vitrification à haute teneur en quartz de qualité alimentaire:
- trappe de visite
- anode en magnésium
- isolation en mousse de polyuréthane injectée de forte épaisseur exempte de CFC
- habillage en tôle d'acier laquée classé MO

- Colisage: - 1 colis pour BMR 80 (sonde ecs livrée)
- 1 colis pour SRB 130

EASYLIFE



SRB 130



B

DIMENSIONS PRINCIPALES (mm et pouces)


BMR 80

- ① Sortie ECS R 3/4"
- ② Entrée EFS R 3/4"
- ③ Entrée échangeur G 3/4"
- ④ Sortie échangeur G 3/4"
- ⑤ Purgeur de l'échangeur
- ⑥ Doigt de gant pour sonde ECS
- ⑦ Anode en magnésium


SRB 130

- A Entrée échangeur G 3/4
B Sortie échangeur G 3/4
C Sortie e.c.s. R 3/4
D Entrée eau froide R 3/4
E Anode en magnésium
F Doigt de gant

BMR 80



SRB 130



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ECS

Température maximale de service: - primaire (échangeur): 95 °C
- secondaire (cuve): 95 °C

Pression maximale de service: - primaire (échangeur): 10 bar
- secondaire (cuve): 6 bar

MODÈLE

		BMR 80		SRB 130	
Capacité stockage ecs	L	80		125	
Puissance échangée	kW	15	25	15	25
Débit spécifique à $\Delta t = 30$ K	L/min.	16	16	20	20
Débit horaire à $\Delta t = 35$ K	L/h	305	505	355	590
Débit sur 10 min. à $\Delta t = 30$ K	L/10 min.	165	165	200	200
Coefficient de pertes thermiques UA	W/K	1,26		1,09	
Poids à vide	kg	48		68	
		BMR 80		SRB 130	
	Colis n°	EE53		EE81	
	Réf.	100005562		7681039	

OPTIONS

OPTIONS

	COLIS	RÉF.
Sonde e.c.s.	AD226	100005661
Sonde e.c.s.	AD212	100000030
Kit de liaison BMR 80/Vivadens/MCX	HG56	100011287
Kit de liaison BMR 80/Naneo/PMC-X	HR93	7601255

OPTIONS

	COLIS	RÉF.
Kit de liaison SRB 130/Naneo	HR92	7600413
Kit de liaison SRB 130/Vivadens/MCX	HG57	100011287
Kit de liaison SRB 130/AMC/Innovens	EA137	100013532