

Fixation de lavabos et WC suspendus WDE 8 x 90

Ensembles complets de fixations pour lavabos et
urinoirs



N° art. 27009

Caractéristiques principales

- montage simple et rapide
- convient à tous les matériaux
- fixation durable qui n'endommage pas la céramique

Description

Le kit de fixation WDE contient tous les éléments nécessaires pour une fixation rapide et sûre de lavabos et urinoirs au mur. Le kit se compose de 2 chevilles en nylon pour matériaux pleins, 2 goujons électrozingués, 2 rondelles excentrées à épaulement, 2 rondelles et écrous. la rondelle à épaulement en nylon à haute résistance, résistant au vieillissement et aux produits chimiques, garantit une fixation durable et sans dommages pour les céramiques.

Avantages

- L'ensemble de fixation complet permet une installation rapide et facile.
- La cheville universelle UX peut être utilisée dans tous les matériaux pleins, creux et en panneaux et offre ainsi une flexibilité élevée.
- L'écrou à embase en nylon à haute résistance, résistant au vieillissement et aux produits chimiques, garantit une fixation durable et sans dommages pour les céramiques.

Applications

- Lavabos
- Urinoirs
- WC suspendus
- Réservoirs

Matériaux


- Béton
- Brique à perforations verticales
- Bloc creux de béton léger
- Brique silico-calcaire perforée
- Brique silico-calcaire pleine
- Pierre naturelle
- Béton cellulaire
- Carreaux de plâtre
- Bloc plein en béton léger
- Brique pleine

Les détails (matériaux de construction, charges, etc.) de l'agrément, s'il est disponible, s'appliquent

Instructions de montage

Fonctionnement / Montage

- La UX sans collerette convient pour l'installation en attente et l'installation traversante.
- Lors du vissage, la UX s'expande dans les matériaux pleins et creux.
- La résistance maximale n'est atteinte que si la profondeur minimum de vissage est respectée.
- Les carrelages et enduits sont considérés comme couches non portantes.



Données techniques

Contenu	2 chevilles S10, 2 goujons M8x90 électrozingués, 2 rondelles excentrées à épaulement, 2 rondelles et écrous M8	
Quantité	20	[Pce(s)]
GTIN (EAN- Code)	4042205020830	



[Contact](#) | [Innovations](#) | [Services](#) | [Groupe fischer](#)

[fischer France © 2022](#) | [Déclaration sur la Protection des Données](#) | [Infos légales](#)

