



## Cuvette suspendue PARACELsus RALONGÉE



### Paracelsus



**003922 00 000** Cuvette suspendue rallongée à alimentation indépendante, longueur 70 cm. Fonctionnement à 6 litres.

Fixation : par boulons sur mur porteur ou bâti-support.

**003922 10 000** idem sans trous d'abattant

**083922 00 000** Cuvette suspendue rallongée longueur 70 cm avec tubulure **000335 00** et abattant **000738 00 000**.

### Accessoires :

**000738 00 000** Abattant en thermodur sans couvercle, déclinable.




**000335 00** Tubulure Ø 45, L. 400, pour bâtis Geberit.



### A commander séparément :

**111.380.00.5** Bâti-support Duofix Sigma 12 cm, autoportant, renforcé. Plaque correspondante à choisir séparément.

**111.790.00.1** Bâti-support Geberit Duofix avec plaque de montage pour poignées de support.




\* cotes pour une assise à 45 cm du sol, hors abattant.



■ Aire d'utilisation minimale pour assurer le transfert latéral d'un fauteuil roulant :  
E.R.P. : 80 x 130 cm et aire de diamètre 150 cm sans obstacle.

■ Hauteur de la cuvette :  
La hauteur voulue s'obtient par réglage des pieds du bâti-support lors de l'installation :  
E.R.P. : 45 à 50 cm abattant compris



Mkt. Tech. avril 2016